


# Инструкция по установке NetQIS сервера

## Для установки серверной части системы необходимо:


1. Операционная система Windows Server Standard 2008 R2 или выше. Возможно установка на пользовательскую операционную систему Windows 7 (32 или 64 бит) и выше.
2. Сервер баз данных MSSQL 2012 и выше. Возможна установка на MSSQLServerExpress 2012 и выше.
3. Веб сервер MSIS 7.0, рекомендуем обновить до актуальной версии и установить все обновления.
4. .NETFramework также рекомендуем обновить до последней актуальной версии.

## Процесс установки

1. Запустить установочный файл



2. Отметить галочкой компонент Microsoft .NET Framework в случае, если в системе не установлена более свежая версия компонента




3. После установки Microsoft .NET Framework необходимо ввести/выбрать из выпадающего списка адрес SQL сервера, тип авторизации к БД, базу данных (необходимо ввести наименование БД, например QIS)



4. Указать путь установки программы и подтвердить согласие лицензионного соглашения



5. Отметить все компоненты для установки




6. Подтвердить установку QIS сервера



7. Процесс установки займет некоторое время



8. По окончании установки отобразится форма для загрузки файла лицензии (программа QIS Settings), необходимо загрузить файл лицензии и сохранить настройки



9. Установка завершена.